

Special
Price!



自動分注システムキャンペーン

キャンペーン期間

2010年7月26日～12月24日

PCR
Set-up

epMotion 5070 スターターパック

¥3,400,000

epMotion 5075 LH スターターパック

¥5,990,000

核酸
精製

epMotion 5075 VAC スターターパック

¥7,890,000

epMotion 5075 TMX スターターパック

¥6,390,000

eppendorf

epMotion Automated Pipetting Systems



epMotion シリーズは、ピペッティング作業を自動化して正確なピペッティングを提供し、わずらわしい時間のかかるルーチン作業をあなたの代わりに実行します。epMotion5070 は4ヶ所の設置ポジションを持ち、PCR/リアルタイム PCR のセットアップに最適です。epMotion5075 シリーズは、温度コントロール可能なサーマルモジュールが設置可能で、用途に応じてスタンダードタイプ (5075LH)、バキュームチャンバー搭載タイプ (5075VAC)、サーモミキサー搭載タイプ (5075TMX) をご用意しています。

製品特徴：epMotion シリーズ

- 1 ~ 1,000 μ l までの容量範囲に対応。
- チューブから最大 384 ウェルプレートに対応。
- ラボウェア、チップ、及び溶液量を識別する光センサーを搭載。
- 専用ソフト “epBlue” による直感的操作を実現。
- 安全機構の付いたドアによる、密閉されたコンパートメント内で作業が行えます。

品名・形式	eppendorf 商品 No.	注文コード	希望小売価格	キャンペーン価格
epMotion 5070 PC version PCR/qPCR セットアップ スターターパック*1	5070 000.140SP	96591	¥4,621,200	¥3,400,000
epMotion 5075 LH PC version PCR/qPCR セットアップ スターターパック*2	5075 000.750SP	96592	¥7,925,800	¥5,990,000
epMotion 5075 VAC PC version フィルタレーション核酸精製 スターターパック*3	5075 000.768SP	96593	¥10,604,200	¥7,890,000
epMotion 5075 TMX PC version 磁性ビーズ核酸精製 スターターパック*4	5075 000.784SP	96594	¥8,559,400	¥6,390,000

<セット内容>

- *1 epMotion5070 with integrated PC × 1 台、分注ツール TS50 × 1 本、サーモラック 1.5/2.0mL × 1 個、サーモブロック 96 × 1 個、サーモブロック 384 × 1 個、epT.I.P.S. Motion 50 μ l × 5 箱 (7,200 本)
- *2 epMotion5075 LH with integrated PC × 1 台、サーマルモジュール × 1 台、分注ツール TM50-8 × 1 本、リザーバー用ラック × 1 個、サーモブロック 96 × 1 個、サーモブロック 384 × 1 個、epMotion 用リザーバー 30mL × 1 箱、epT.I.P.S. Motion 50 μ l × 5 箱 (7,200 本)
- *3 epMotion5075 VAC with integrated PC × 1 台、サーマルモジュール × 1 台、分注ツール TM1000-8 × 1 本、リザーバー用ラック × 1 個、Height アダプター 55mm × 2 個、Height アダプター 85mm × 1 個、epMotion 用リザーバー 400mL × 1 個、epMotion 用リザーバー 100mL × 1 箱、epT.I.P.S. Motion 1000 μ l × 5 箱 (7,200 本)
- *4 epMotion5075 TMX with integrated PC × 1 台、分注ツール TM1000-8 × 1 本、リザーバー用ラック × 1 個、Height アダプター 40mm × 1 個、グリッパ × 1 個、epT.I.P.S. Motion 1000 μ l × 5 箱 (7,200 本)

- * 希望小売価格に消費税は含まれておりません。
- * 製品の仕様、価格、外観等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- * epMotion シリーズは別途、運搬料および据付調整費が必要となります。

eppendorf
Japan

エッペンドルフ株式会社

101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5
東京 Tel: 03-5825-2361, Fax: 03-5825-2365
大阪 Tel: 06-6990-4821, Fax: 06-6990-4824

e-mail: info@eppendorf.jp, HP: <http://www.eppendorf.com/jp>

Your distributor: