




期間限定
2011年
7月1日～
12月26日



switch on
select method
measure blank
measure sample
display results

60 sec

バイオフィトメータープラス キャンペーン

The easy, rapid and reliable BioPhotometer plus analysis system

バイオフィトメータープラス ⇒ ￥398,000

バイオフィトメータープラス プリンターセット ⇒ ￥420,000
(本体1台、プリンター1台)

バイオフィトメーター TrayCell セット ⇒ ￥798,000
(本体1台、プリンター1台、TrayCell 1個)

eppendorf

BioPhotometer plus campaign

キャンペーン期間 2011年7月1日～2011年12月26日

- わずか A4 サイズのコンパクトさとシンプルな操作性！
- 核酸、タンパク質濃度測定はもちろん、蛍光色素や酵素活性測定も対応！
- ウォームアップ時間不要。電源投入後、すぐに測定可能！操作時間はわずか 60 秒！
- 微量測定用キュベット “TrayCell” に対応。わずか 0.7 μ l から測定可能！



テクニカルデータ: バイオフォトメータープラス

| | |
|--------------------|---|
| 光学システム: | Single-beam photometer with reference beamによる吸光度測定 |
| 光源: | キセノンフラッシュランプ |
| Light beam height: | 8.5 mm |
| Spectral range: | 220–750 nm |
| 測定波長: | 230, 260, 280, 340, 405, 490, 550, 595, 650 nm |
| バンド幅: | 5 nm: 230–340 nm; 7 nm: 405–650 nm |
| 吸光度測定範囲: | 0–3 A (2A at 340nm); Dye method: 2A at 550nm/650nm |
| 精度 (inaccuracy): | ±1% at 1 A |
| 精度 (imprecision): | ≤0.002 A at 0 A; ≤0.005 A at 1 A |
| メモリー: | 100データ(吸光度、吸光度率、サンプルNo.、濃度、日付、時間) |
| 電源 / 電力: | 100 V; 50–60 Hz / 操作時 20W、待機時 10W |
| 大きさ (W × D × H): | 20 × 32 × 10 cm |
| 重さ: | 約 3 kg |
| Cuvettes: | UVette, Hellma® TrayCell*1 and common rectangular cuvettes of suitable glass or plastic materials |

注文案内

| 品名・形式 | eppendorf商品No. | 注文コード | 単位 | 希望小売価格 | キャンペーン価格 | 備考 |
|-------------------------------|----------------|-------|------|----------|-----------------|----|
| バイオフォトメータープラス | 6132 000.016 | 95042 | 1台 | ¥460,000 | ¥398,000 | |
| バイオフォトメータープラスプリンターセット | 6132 000.016 | 95043 | 1セット | ¥517,700 | ¥420,000 | |
| バイオフォトメーター TrayCell セット 1.0mm | 6131 000.020T1 | 95348 | // | ¥998,000 | ¥798,000 | *2 |
| バイオフォトメーター TrayCell セット 0.2mm | 6131 000.020T2 | 95349 | // | ¥998,000 | ¥798,000 | *2 |
| バイオフォトメーター用プリンターセット | 6131 010.000 | 92901 | // | ¥57,700 | | |

*1 For further information on the Hellma® TrayCell, please visit www.hellma-worldwide.com or contact your local Eppendorf representative.

*2 TrayCell セットへのプリンター添付は、本キャンペーン期間のみです。

* 上記価格に消費税は含まれておりません。

* 製品の仕様、価格、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

eppendorf
Japan

エッペンドルフ株式会社

101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5
東京 Tel: 03-5825-2361, Fax: 03-5825-2365
大阪 Tel: 06-6990-4821, Fax: 06-6990-4824

e-mail: info@eppendorf.jp, HP: <http://www.eppendorf.com/jp>

Your distributor:

