

## スペシャルキャンペーン

2019年2月1日 ~ 2019年5月31日

通常価格 ¥600,000-がなんと !

**¥398,000.**

(税別)



MODEL WP-SAA01

小動物実験用麻酔装置

◆ 余剰ガス回収機能

余剰ガス回収用吸引ポンプ搭載。  
密閉構造のキャニスターボックスを採用し、  
余剰ガスの回収効率を向上しました。

◆ 低流量域での抜群の安定性

マウスでも安心して麻酔深度を維持する事が  
出来ます。

◆ メンテナンスフリー

麻酔器の心臓部である気化器は10年間メン  
テナンスの必要がありません。



# 麻醉装置関連機器

## 余剰ガス回収装置 SB1



吸入麻醉装置を使用する際に研究者への麻醉ガス暴露（吸入）を極力防止する為の余剰ガス回収装置です。  
密閉構造のキャニスターボックスを採用する事で、余剰ガスの回収効率が格段に向上しました。

### ■仕様

吸気流量： 1~10 liters/min

吸気圧力： 10kPa

キャニスター： F/air

※キャニスターの交換時期は、新品重量より50g増えた時です

使用環境： 15~35°C

電源： AC100V 10VA

重量： 3kg

外形寸法： 180(W)x315(H)x160(D)mm

## タイトボックス： 麻醉導入用の麻醉ボックスです



TB-L: マウス・ラット用  
スライドドア付  
W310×D200×H180mm

TB-M: マウス・ラット用  
W220×D100×H120mm

TB-S: マウス用  
W150×D100×H100mm

## キャニスター F/AIR(8個入)



## サーキットマスク

維持麻醉用のマスク、麻醉ガス吸入口と余剰ガス排出口が分離しています



SM-M: マウス用 SM-R: ラット用  
SM-RB1: ウサギ用

## 小動物用人工呼吸器

### ミニベント Type 845

コンパクトなマウス用レスピレータ！



### ベントエリート VentElite

1台でマウスからモルモットまで可能！



**LMS** 株式会社 **エル・エム・エス**

Laboratory & Medical Supply

機器推進部(ME)

東京：〒101-0021 東京都文京区本郷3-6-7 TEL:03-5842-4176 ・FAX: 03-5842-4182 ・E-mail: medical@lms.co.jp

大阪：〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-17 TEL:06-6354-8755 ・FAX: 06-6354-8788 ・E-mail: medpt@lms.co.jp

営業所：札幌・仙台・北関東・東京・沼津・名古屋・金沢・京都・大阪・福岡・沖縄

URL <http://www.lms.co.jp>