

卓上小型汎用機器シリーズ

実験台の上にポンッと置いて、実用性の高い小型機器シリーズです

小型遠心機 MCF-1350

1200~13,500rpm



MCF-1350



GPM-02-32

- 実験用遠心分離機に対する国際安全基準規格(IEC1010-2-020)をクリアしています。
- 高周波インバーターACモーターの採用により回転音が静かです。
- 省スペースで実験台の上のスペースを取りません。
- 見やすいデジタルディスプレイです。
- ショートスピンさせるボタンを装備しています。
- ローター回転が停止した後に、蓋が開きます。
- 本体に標準でアングルローター(1.5/2ml×12本掛)と0.5mlチューブ用アダプター(ADAPTER-0.5)が付属しています。

■セット内容:本体、アングルローター(1.5/2ml×12本掛)、0.5mlチューブ用アダプター

回転数(rpm)	1,200~13,500(100rpm刻み)
遠心力(xg)	1000~12,300(100xg刻み)
最大処理容量	1.5/2ml×12本
加速/減速時間	12秒/16秒
タイマー	1~30分
外寸法(mm)	W208xD245xH145
重量(kg)	4.4
電源/消費電力	AC100V/75W

品番	品名	仕様	価格(税別)
MCF-1350	ミニ遠心機本体	アングルローター付属	¥96,000
GPM-02-32	PCRチューブ用ローター	8連0.2ml×4strips	¥17,000
ADAPTER-0.2	0.2mlチューブ用アダプター	0.2mlチューブ用 12個入	¥8,600
ADAPTER-0.5	0.5mlチューブ用アダプター	0.5mlチューブ用 12個入	¥8,600

小型遠心機 MCF-2360


6600rpm



MCF-2360

- パーソナルユースなミニサイズ設計です。
- エタノール沈殿や微量試料のスピンドウンに最適です。
- フタの開閉、またはスイッチでON/OFFができます。
- 標準でPCR8連チューブ用のローターと0.5mlチューブ用のアダプターも付属しています。

■セット内容:本体、1.5/2ml用ローター、0.5mlチューブ用アダプター(6個)、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換用六角レンチ



付属品

回転数(rpm)	6600(固定)
遠心力(xg)	2000
最大処理容量	1.5/2ml×6本
タイマー	なし
外寸法(mm)	W160xD162xH102
重量(kg)	0.8
電源/消費電力	AC100V/7W

品番	品名	仕様	価格(税別)
MCF-2360	ミニ遠心機	1.5/2ml×6本掛	¥27,000


ボルテックスミキサー ミキサーうずしお



VTX-3000L

- 回転速度を可変できます。
- 低重心設計で安定性に優れています。
- タッチ/連続運転の切替がスイッチによってできます。
- 付属の直径84mmのフラスコアクセサリで複数の試験管やフラスコなどがミキシングできます。
- セット内容:本体、フラスコアクセサリ

回転数 (rpm)	~3000rpm
振幅(mm)	5
外寸法	W155XDxH155
重量(kg)	2.4
電源/消費電力	AC100V/20W



VTX-3000MP



VTX-3000MT

品番	品名	仕様	価格(税別)
VTX-3000L	ミキサーうずしお 本体	フラスコアクセサリ付属	¥23,500
VTX-3000FP	フラスコアクセサリ	84mm	¥4,000
VTX-3000MP	マイクロプレートアクセサリ	96穴プレート1枚	¥4,000
VTX-3000MT	マイクロチューブアクセサリ	1.5/2mlx30本、0.5mlx30本	¥4,000

ミニシェーカー SHM-2001



- 7°の角度をつけたまま天板が水平方向に回転し、ウェーブする様に動くシェーカーです。
- 100mmシャーレが4枚乗る天板サイズです。
- 天板にはマットが付属しており、横滑りを防ぎます。



SHM-2001

振とう角度	7°
振とう方式	サンフラワー式
回転速度(rpm)	10~30
天板耐荷重(kg)	0.5
天板外寸法(mm)	W235xD235
天板有効寸法(mm)	W210xD210
本体駆動部寸法(mm)	W85xD150
天板セット時高さ(mm)	約130
重量(kg)	0.9
電源/消費電力	AC100V(ACアダプタ) 12V300mA

品番	品名	価格(税別)
SHM-2001	ミニシェーカー	¥47,000

●商品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。 ●印刷の色は、実際の商品と違う場合がありますのでご了承願います。
●このカタログの記載内容は、2011年8月現在のものです。

販売元

LMS 株式会社 **エル・エム・エス**
Laboratory & Medical Supplies

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-7
TEL:03-5842-4161 FAX:03-5842-4177

札幌営業所 仙台営業所 つくば営業所
沼津営業所 名古屋営業所 京都営業所
大阪営業所 福岡営業所 沖縄営業所

URL: <http://www.lms.co.jp>

取扱店