



Max
30%
OFF!

大容量冷却遠心機 5810R 新発売記念キャンペーン

エッペンドルフ冷却遠心機シリーズ

キャンペーン期間

2012年1月10日～2012年4月27日

Max
30%
Off!

新製品：大容量冷却遠心機 5810R
最大容量 2L !

25%
Off!

冷却遠心機 5702R
& 冷却・加熱遠心機 5702RH
細胞のスピンダウンに最適!

25%
Off!

冷却遠心機 5430R
最大遠心力 30,130 X g !

Last
Call!

微量冷却遠心機 5417R
在庫限り！最終特価！！

eppendorf

The Eppendorf Centrifugation

床置き型大容量冷却遠心機 5810R 新発売キャンペーン

NEW!

**100V
対応!**

大容量冷却遠心機 5810R に
専用キャスター付きキャビネットが
新登場!

新発売を記念して、冷却遠心機 5810R と
専用キャビネットのセットを **30% OFF** で
ご提供致します!

さらに、ローターも **25% OFF!**

- 最大遠心力 20,800 × g
- 13 種類のローターと多彩なアダプターにより
様々な用途に対応可能
- 最大容量 2L、マイクロタイタープレート最大 16 枚架け
- 限られたスペースを有効に使える床置き型
- ローターやアダプターを収納可能な大きな引き出し付き
- キャスター付きで実験室における移動が容易

テクニカルデータ

Description	冷却遠心機5810R
最大遠心力/回転数	20,800 × g / 200-14,000 rpm
対応ローター数	13
最大容量	4 × 500 mL
温度設定範囲	-9°C ~ +40°C
大きさ (W × D × H) / 重さ	70 × 61 × 35 cm / 99 kg
電源・電力	100 V / 50-60 Hz 1,500 W

Description	遠心機用キャスター付きキャビネット
大きさ (W × D × H)	70.0 × 61.5 × 45.0 cm
引き出しを開けた時の奥行き	101.5 cm
総耐荷重量 (引き出しを含む)	140 kg
材質	粉体塗装スチール
	キャスター4つ付き、うち2つはストッパー付き
	引き出し付き、滑り止めマット付属

注文案内

品名・型式	eppendorf商品No.	注文コード	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
冷却遠心機 5810R (専用キャビネット付き)	5811 000.720	94992	¥ 1,269,800	¥ 888,860	
58XX シリーズ用 スイングローター	A-4-81 (バケット4個付き)	5810 718.007	¥ 339,000	¥ 254,250	4 × 500 mL
	A-4-81 (バケット無し)	5810 743.001	¥ 185,000	¥ 138,750	//
	A-4-81-MTP/Flex	5810 725.003	¥ 299,000	¥ 224,250	MTP 4 × 4 枚、DWP 4 × 1 枚架け
	A-4-62	5810 709.008	¥ 274,000	¥ 205,500	4 × 250 mL
	A-4-62-MTP	5810 711.002	¥ 225,000	¥ 168,750	MTP 4 × 3 枚、DWP 4 × 1 枚架け
	A-4-44	5804 709.004	¥ 185,000	¥ 138,750	4 × 100 mL
	A-2-DWP	5804 740.009	¥ 211,000	¥ 158,250	MTP 2 × 5 枚、DWP 2 × 2 枚架け
58XX シリーズ用 アングルローター	A-2-DWP-AT	5820 710.004	¥ 268,000	¥ 201,000	MTP 2 × 4 枚、DWP 2 × 1 枚架け エアロゾル密閉タイプ
	FA-45-6-30	5820 715.006	¥ 258,000	¥ 193,500	6 × 50 mL、エアロゾル密閉タイプ
	F-34-6-38	5804 727.002	¥ 196,000	¥ 147,000	6 × 85 mL
	F-45-30-11	5804 715.004	¥ 71,100	¥ 53,325	11 mm Ø × 30 本 (1.5/2.0 mL 用)
	FA-45-30-11	5804 726.006	¥ 89,600	¥ 67,200	//、エアロゾル密閉タイプ
58XX シリーズ用 ドラムローター	F-45-48-PCR	5804 735.005	¥ 75,200	¥ 56,400	PCR チューブ 0.2 mL × 48 本
	T-60-11	5804 730.003	¥ 221,000	¥ 165,750	11 mm Ø × 60 本 (1.5/2.0 mL 用) アダプター別途要

* 希望小売価格及びキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
* 製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

The Eppendorf Centrifugation

冷却遠心機 5810R 用ローター例

最大容量 2 L のスイングローター A-4-81

- 最大遠心力は 3,250 × g (最高回転数 4,000 rpm)
- 最大容量は 2 L (500 mL × 4)
- マイクロタイタープレート 16 枚架け
- 50 mL Falcon チューブ 28 本架け
- 15 mL Falcon チューブ 48 本架け
- 多彩なアダプターにより採血管、試験管、スライドグラス、細胞培養フラスコなど様々な容器に対応



プレート用スイングローター A-2-DWP-AT

- 最大遠心力は 3,486 × g (最高回転数 4,500 rpm)
- マイクロタイタープレート 8 枚架け
- エアロゾル密閉性の蓋付きで危険なサンプルの遠心に最適

Falcon チューブ用アングルローター FA-45-6-30

- 最大遠心力は 20,130 × g (最高回転数 12,100 rpm)
- 15/50 mL Falcon チューブ 6 本架け
- エアロゾル密閉性の蓋付き
- 蓋の開閉が簡単・確実
- 軽量デザイン (3.2 kg、蓋含む) で取り扱いが容易



25%
Off!

冷却遠心機 5702R / 冷却・加熱遠心機 5702RH



細胞のスピンダウンに最適なコンパクト遠心機

- Falconチューブの低速遠心に最適
- 多彩なアダプターにより、試験管、採血管など様々な容器に対応
- 遠心停止中も能動的な加熱が可能 (5702RH のみ)
- 温度制御が極めて正確

テクニカルデータ

Description	冷却遠心機 5702R	冷却・加熱遠心機 5702RH
最大遠心力/回転数	3,000 × g / 100-4,400 rpm	
対応ローター数	6	
最大容量	4 × 85 mL, 30 × 15 mL	
温度設定範囲	-9°C ~ +40°C	-9°C ~ +42°C
大きさ(W × D × H) / 重さ	38 × 58 × 26 cm / 36 kg	
電源・電力	100 V / 50-60 Hz 380 W	

注文案内

品名・型式	eppendorf商品No.	注文コード	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
冷却遠心機 5702R	5703 000.039	95502	¥ 492,000	¥ 369,000	
冷却・加熱遠心機 5702RH	5704 000.032	95503	¥ 645,000	¥ 483,750	
5702 シリーズ用 アングルローター	F-35-30-17 (スリーブ30本付き)	5702 704.008	¥ 69,000	¥ 51,750	18 mm Ø × 30 本 (15 mL 用)
	F-35-30-17 (スリーブ10本付き)	5702 705.004	¥ 42,200	¥ 31,650	18 mm Ø × 10 本 (15 mL 用)
	F-45-24-11	5702 746.002	¥ 61,800	¥ 46,350	11 mm Ø × 24 本 (1.5/2.0 mL 用)
	F-45-18-17-Cryo	5702 747.009	¥ 69,000	¥ 51,750	1-2 mL CryoTube® × 18 本
5702 シリーズ用 スイングローター	A-4-38 (丸型バケット4個付き)	5702 720.003	¥ 119,000	¥ 89,250	4 x 85 mL、アダプター別売
	A-4-38 (バケット無し)	5702 740.004	¥ 67,000	¥ 50,250	4 x 90 mL、アダプター別売
	A-8-17	5702 700.002	¥ 35,000	¥ 26,250	アダプターまたはラバーマット別途要

* CryoTube®: in France and in the USA registered trademark of NUNC A/S, Roskilde, Denmark.

* 希望小売価格及びキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
* 製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

The Eppendorf Centrifugation

冷却遠心機 5430R

25%
Off!



極めて汎用性の高い、世界の最先端の遠心機

- 最大遠心力 30,130 × g
- 8種類のローターに対応、高い汎用性
- 設定温度は -11°C から 40°C
- 迅速に設定温度へ到達可能な“Fast Temp”機能搭載

テクニカルデータ

Description	冷却遠心機5430R
最大遠心力/回転数	30,130 × g / 100-17,500 rpm
対応ローター数	8
最大容量	30 × 1.5 / 2.0 mL, 6 × 50 mL
温度設定範囲	-11°C ~ +40°C
大きさ(W × D × H) / 重さ	38 × 64 × 30 cm / 56 kg
電源・電力	100 V / 50-60 Hz 1,050 W

注文案内

品名・型式	eppendorf商品No.	注文コード	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
冷却遠心機 5430R (FA-45-30-11 付)	5428 000.430	95217	¥ 798,000	¥ 598,500	
//	ローターなし	5428 000.635	¥ 740,000	¥ 555,000	
5430/R 用 アングルローター	F-45-30-11	5427 712.003	¥ 56,700	¥ 42,525	マイクロチューブ 30 本架
	FA-45-30-11	5427 713.000	¥ 77,300	¥ 57,975	マイクロチューブ 30 本架、エアゾル密閉タイプ
	FA-45-24-11-HS	5427 710.000	¥ 77,300	¥ 57,975	最大遠心力 30,130 × g のハイスピードローター
	FA-45-24-11-Kit	5427 703.004	¥ 96,800	¥ 72,600	周縁が高いスピニング用ローター
	F-45-18-17-Cryo	5427 705.007	¥ 54,600	¥ 40,950	CryoTube® 用ローター
	F-45-64-5-PCR	5427 714.006	¥ 80,300	¥ 60,225	PCR チューブ用ローター、8 連タイプも遠心可能
	F-35-6-30	5427 716.009	¥ 149,000	¥ 111,750	Falcon® チューブ用ローター
5430/R 用 スイングローター	A-2-MTP	5427 700.005	¥ 149,000	¥ 111,750	MTP/PCR プレート用ローター

* Falcon®: registered trademarks of Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA.
* CryoTube®: in France and in the USA registered trademark of NUNC A/S, Roskilde, Denmark.

* 希望小売価格及びキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
* 製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

微量冷却遠心機 5417R 最終特価!

Last
Call!



数多くの実績を誇るベストセラーモデル

- 最大遠心力 25,000 × g
- マイクロチューブ最大 30 本架け
- 在庫限りの最終特価!
ご注文はお早めに!

テクニカルデータ

Description	冷却遠心機 5417R
最大遠心力/回転数	25,000 × g* / 500-16,400 rpm*
最大容量	30 × 1.5/2.0 mL
温度設定範囲	-9°C ~ +40°C
大きさ(W × D × H) / 重さ	31 × 60 × 25 cm / 35 kg
電源・電力	100 V / 50-60 Hz 700 W

*アングルローター FA-45-24-11 使用時

注文案内

品名・型式	eppendorf商品No.	注文コード	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
冷却遠心機 5417R (F-45-30-11 付)	5407 000.350	95415	¥ 680,700	¥ 423,000	
5417C/R 用 アングルローター	F-45-30-11	5490 015.002	¥ 58,700	¥ 44,025	マイクロチューブ 30 本架
	FA-45-30-11	5490 025.008	¥ 75,200	¥ 56,400	マイクロチューブ 30 本架、エアゾル密閉タイプ
	FA-45-24-11	5490 061.004	¥ 88,600	¥ 66,450	マイクロチューブ 24 本架、最大遠心力 25,000 × g
	F-45-48-PCR	5490 060.008	¥ 72,100	¥ 54,075	PCR チューブ用ローター、8 連タイプも遠心可能

*希望小売価格及びキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。
*製品の仕様、外観等は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。
*早期完売の場合はご諒承下さい。

eppendorf

エッペンドルフ株式会社

101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5
東京 Tel: 03-5825-2361, Fax: 03-5825-2365
大阪 Tel: 06-6990-4821, Fax: 06-6990-4824

e-mail: info@eppendorf.jp, HP: http://www.eppendorf.com/jp

Your distributor :

